

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm có đủ năng lực thực hiện cung cấp vật tư, sinh phẩm, hoá chất xét nghiệm HIV

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kính mời Quý đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh để xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ các hoạt động chuyên môn các hoạt động Y tế dự phòng thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2026, danh mục cụ thể như sau: *(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)*.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đề nghị Quý đơn vị gửi bản báo giá theo các tiêu chí sau:

1. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết các vật tư, sinh phẩm, hoá chất có chữ ký và đóng dấu người đại diện pháp luật có giá trị trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

2. Hạn nộp báo giá: Trước 17h00p, ngày 25 tháng 12 năm 2025 theo các hình thức sau:

- Bản scan gửi qua email: tochucytdp@gmail.com. (cc: huahuyenbk@gmail.com)
- Hoặc gửi bộ phận văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 971, Đường Dương Tự Minh, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 858 356.

3. Giá hàng hóa: Bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí phát sinh khác có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, XN-CDHA-TDCN(Huyện).

GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh

Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HOÁ
*(Kèm theo Thư mời CG số: ngày /12/2025 của Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh Thái Nguyên)*

STT	Tên hóa chất vật tư, sinh phẩm	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Xuất xứ
1	Găng tay cao su y tế	Găng tay cao su y tế dài tối thiểu 220 mm sản xuất từ cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, nhám ở đầu ngón tay, các cỡ XS, S, M	1	Đôi	Việt Nam
2	Khẩu trang	Dây thun: Dệt từ vải sợi, có độ đàn hồi. - Thanh mũi làm từ nhựa gắn cố định với khẩu trang, dễ định hình. - Vải không dệt (3 lớp) và Giấy kháng khuẩn (1 lớp) được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO	1	Cái	Việt Nam
3	Cồn 70 độ	Cồn Ethanol 70 độ, không màu trong suốt.	1	Chai	Việt Nam
4	Bơm kim tiêm 3ml (Hộp 100 chiếc)	Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Vô trùng -không độc - không buốt -không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	1	Hộp	Việt Nam
5	Hộp an toàn đựng bơm và kim tiêm đã sử dụng	Hình hộp; Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE; Độ dày đảm bảo kim không đâm thủng; Kích thước khối lượng hộp rộng khoảng: 300g - 600g; Có lỗ thả B ơm tiêm, có nắp đóng mở.	1	Cái	Việt Nam
6	Ống lấy máu có chứa chống đông EDTA	Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 013 x 75 (mm) hoặc 012 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp cao su bọc nhựa. Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid có vạch c□i thể tích trên nhãn ống	1	Ống	Trung Quốc

STT	Tên hóa chất vật tư, sinh phẩm	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Xuất xứ
7	Túi đựng rác thải y tế màu vàng	Kích thước: 40 cm x 60 cm; Có in logo theo Quy định của Bộ Y tế	1	Kg	Việt Nam
8	Bông y tế cắt miếng (Túi 500g)	Nguyên liệu: Bông xơ tự nhiên 100%, không pha sợi Polyester, trắng mịn, kích thước: 3 x 3 cm.	1	Kg	Việt Nam
9	Băng cá nhân	- Chất liệu (vải dệt, không dệt, trong suốt co giãn). - Thành phần (keo oxit kẽm/acrylic, có/không có chất kháng khuẩn như ion bạc, benzalkonium chloride). - Cấu tạo gạc (có lớp màng <u>polyethylene</u> không dính). - Kích thước đa dạng (từ 1.9x7.2cm, 2x6cm đến các size nhỏ hơn). - Đặc tính (thấm hút, thông thoáng, dính chắc, chống nước) -Tác dụng: dùng để bảo vệ vết thương nhỏ, chảy xước khỏi bụi bẩn và vi khuẩn, giúp vết thương mau lành.	1	Hộp	Việt Nam
10	Đầu côn 200 µl	Chất liệu nhựa, không chứa kim loại, thiết kế phù hợp với các cây pipet trên thị trường. Dùng kèm với pipet hút để hút dung dịch mẫu chất trong y tế; Thể tích 200 µl.	1	Túi	Trung Quốc
11	Đầu côn 1000 µl	Chất liệu nhựa, không chứa kim loại, thiết kế phù hợp với các cây pipet trên thị trường. Dùng kèm với pipet hút để hút dung dịch mẫu chất trong y tế; Thể tích 1000 µl	1	Túi	Trung Quốc
12	Ống nhựa cryotube 2ml có nắp vận	Dung tích: 2.0mL - Chất liệu: Polypropylene (PP) - Được chia vạch đen và có vùng viết màu trắng - Nắp thấp có vòng và nắp, nắp ống được gắn liền - Thiết kế đáy hình nón, có thể tự đứng, thuận tiện hơn cho việc thu thập, khôi phục và đặt mẫu - Vô trùng, không chứa DNase, không chứa RNase, không chứa	1	Ống	Trung Quốc

STT	Tên hóa chất vật tư, sinh phẩm	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Xuất xứ
		pyrogen, không chứa nội độc tố - Sử dụng một lần			
13	Găng tay cao su y tế không bột	Găng tay chuyên dùng trong y tế. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, sử dụng một lần, không phủ bột chống dính. Đã tiệt trùng	1	Đôi	Việt Nam
14	Test nhanh xét nghiệm kháng thể kháng HIV (Bioline HIV ½ 3.0)	Sinh phẩm phát hiện các kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 và HIV-2 và phân biệt HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%	1	Test	Hàn Quốc
15	Test thử nhanh phát hiện kháng thể kháng virus HIV 1&2 (Rapid Anti-HIV Test)	Sinh phẩm xét nghiệm nhanh phát hiện các type kháng thể IgG, IgA,... đặc hiệu với HIV-1 và HIV-2. Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương. Thành phần kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. Vạch kết quả Anti-human IgG-Fc Mab. Độ nhạy: 99.82% (95%CI), Độ đặc hiệu: 99.76% (95%CI)	1	Test	Trung Quốc
16	Test nhanh phát hiện kháng thể kháng HIV- 1/HIV-2 (Determine™ HIV – 1/2)	- Phát hiện kháng thể kháng với HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99,75%. - Hàm lượng chính: Antibody Anti HIV-1, Antibody Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(PjC100)HIV-2, Antigen,(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide	1	Test	Nhật Bản

STT	Tên hóa chất vật tư, sinh phẩm	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Xuất xứ
		Antigen, HIV-2 peptide Antigen. - Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút - Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. - Thẻ tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần: 50 μ L - Nhiệt độ bảo quản: 2 – 30 °C - Được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương. - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. Quy cách: Hộp 100 test			
Tổng cộng: 16 mục					